



# emea

## Logiciel iCall Manuel de configuration IP-DIN V2.0



## Copyright

Ce document ne peut être copié en tout ou en partie ou reproduit de toute autre manière sans l'accord écrit préalable d'IndigoCare Europe, sauf si la loi internationale sur les droits d'auteur l'autorise expressément.

## Clause de non-responsabilité

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. IndigoCare Europe n'assume aucune responsabilité pour les inexactitudes ou omissions et décline spécifiquement toute responsabilité, perte ou risque, personnel ou autre, encouru en conséquence, directement ou indirectement, de l'utilisation ou de l'application de l'un des contenus de ce document. Pour obtenir la documentation la plus récente, contactez IndigoCare Europe.

Cette publication peut contenir des exemples de captures d'écran et de rapports ou de base de données utilisés dans les opérations quotidiennes. Les exemples peuvent inclure des noms fictifs de personnes et d'entreprises. Toute similitude avec les noms et adresses d'entreprises ou de personnes réelles est entièrement fortuite.

Tous les exemples d'informations destinées aux patients figurant dans ce document sont fictifs. Toute ressemblance avec un patient ou un établissement réel est purement fortuite. Les propriétaires et les utilisateurs de ce produit sont seuls responsables du respect de toutes les lois applicables en matière d'information des patients. Les utilisateurs, par leur utilisation de ce produit, acceptent d'indemniser le fabricant et/ou le vendeur de ce produit contre toutes les réclamations, litiges et poursuites intentées pour violation des informations aux patients.

## Utilisation prévue

N'utilisez ce produit qu'aux fins pour lesquelles il a été conçu ; reportez-vous à la fiche technique et à la documentation utilisateur pour plus de détails. Pour obtenir les dernières informations sur le produit, contactez IndigoCare Europe. Ce guide de configuration du logiciel est un outil de travail et d'assistance pour les ingénieurs certifiés pour l'installation et la maintenance des installations iCall.

## Informations de contact

### IndigoCare Europe BVBA

Schoebroekstraat 48

3583 Paal

Belgique

T +32 11 247090

F +32 11 247099

[emea@indigocare.com](mailto:emea@indigocare.com)

[www.indigocare.com](http://www.indigocare.com)

# Historique des révisions

<b>Date</b>	<b>Révision</b>	<b>Description</b>
<b>2019-04-30</b>	1.0	Première version
<b>2019-05-13</b>	1.1	Ajout d'une fonction de réarmement des fusibles
<b>2021-02-26</b>	1.2	Ajout d'une explication supplémentaire sur la fonction "*".

# Index

<b>1. Installation</b>	<b>5</b>
<b>2. Configuration</b>	<b>5</b>
<b>3. Programmation</b>	<b>5</b>
<b>4. Adresses</b>	<b>6</b>
4.1. Unités de bus locales	7
4.2. Gares routières locales	8
4.3. Station RFID	10
4.4. IO Station V1.7	11
4.5. Station acoustique	13
4.6. Light [5 fields]	15
<b>5. Rooms</b>	<b>17</b>
<b>6. Routes</b>	<b>19</b>
<b>7. Periods</b>	<b>21</b>
7.1. La mise à jour de l'heure du NTP est activée	22
7.2. PS est activé	23
<b>8. Access Control</b>	<b>24</b>
<b>9. Room Displays</b>	<b>24</b>
<b>10. Settings (Basic)</b>	<b>25</b>
<b>11. Settings (Advanced)</b>	<b>27</b>
<b>12. Logging</b>	<b>31</b>
<b>13. Info</b>	<b>32</b>
13.1. Changer de page d'information	32

# 1. Installation

---

Un maximum de 50 unités de bus locales sont attachées à chaque unité IP. Les unités sont connectées à l'aide d'un câble à quatre fils. Le bus est relié au connecteur à quatre broches situé à l'arrière des unités. Les connexions de gauche à droite : 24V - GND - TX - RX.

Vous trouverez d'autres éléments d'installation dans le "Manuel d'installation du matériel".

# 2. Configuration

---

L'adresse IP standard des unités IP est 1.1.1.1. Avant de connecter chaque module au réseau, l'adresse IP doit être changée pour l'environnement réseau, sinon un conflit se produira sur le réseau.

# 3. Programmation

---

Le système est programmé via le site web des unités IP. Chaque unité doit être programmée séparément. Pour accéder au site web, entrez l'adresse IP de l'unité dans la barre d'adresse du navigateur. Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont tous deux "web". L'utilisation du logiciel iMaster donne un aperçu du réseau iCall.

Le manuel s'applique aux numéros de pièces suivants :


<b>Partie nr :</b>	<b>Nom :</b>
NWAAES0160	iCall 100 IP-DIN (EMEA)



Version 2.0 du logiciel à partir du 30 avril 2019.

Cette version ne doit être utilisée que sur un matériel de modèle B ou de modèle B1.

## 4. Addresses



The screenshot displays a software interface with a red navigation menu on the left and a table of addresses on the right. The menu includes options like 'Home', 'Refresh', 'Address Control', 'Room Display', 'Settings', 'Log', and 'Info'. The table, titled 'Next ID: 28', lists 25 entries with columns for ID, Type, State, Room, Addition, Serial, and Last press. Each entry also has small icons for editing and deleting.

ID	Type	State	Room	Addition	Serial	Last press
1	Toilet [1 field]	Call	001	Lamp	3500744	N/A
2	Room	Call	001	Room Button	11015284	12/24 15/03/19
3	Toilet	Call	001	Bathroom	35019358	12/23 15/03/19
4	Bed	Call	001	Bed 1	11015285	12/24 14/03/19
5	Room	Call	001	Room Button	31015258	
6	Light [1 field]	Initial Assistance	001	Lamp	11015285	N/A
7	Room	Toilet Assistance	002	Room Button	31000101	12/23 15/03/19
8	Toilet	Toilet Assistance	002	Bathroom	35007816	12/23 15/03/19
9	Bed	Toilet Assistance	002	Bed 2	32012329	
10	Bed	Toilet Assistance	002	Bed	31504425	16/23 14/03/19
11	Light [1 field]	Assistance	002	Lamp	11015285	N/A
12	Room	Assistance	003	Room Button	31015227	12/23 15/03/19
13	Toilet	Assistance	003	Bathroom	15015285	12/23 15/03/19
14	Bed	Assistance	003	Bed	33012514	
15	Room	Assistance	003	Room Button	11001116	12/24 14/03/19
16	Light [3 fields]	Idle	004	Lamp	35507143	N/A
17	Room	Idle	004	Room Button	11015285	12/24 15/03/19
18	Toilet	Idle	004	Bathroom	35003179	12/23 15/03/19
19	Bed	Nil	004	Bed	32012626	
20	Bed	Idle	004	Bed	31001104	16/23 14/03/19
21	TC 2 (Present)	Nil	004	Room Button	35200741	
22	Code Blue	Idle	004	Room Button	31015351	12/23 15/03/19
23	Emergency Assistance	Nil	004	Room Button	35501810	
24	Room Display	Idle	004	Display	14007910	N/A
25	Telephone Receiver	Nil			50001924	N/A

**ID :** C'est l'identifiant des stations d'appel. Cet ID peut avoir une valeur comprise entre 0 et 50. L'ID 0 est toujours réservé au Maître, en l'occurrence le iCall 290 SIP-Touch. Les stations LocalBus peuvent donc avoir une adresse de 1 à 50 inclus.

**TIP :** La liste peut être triée par en-tête en appuyant sur le nom de l'en-tête en haut de la colonne.

**TIP :** L'ID suivant peut être modifié en appuyant sur le champ "ID suivant :".

## 4.1. Unités de bus locales

Les adresses sont ajoutées automatiquement lorsqu'une unité de bus locale est enregistrée en appuyant sur le bouton d'enregistrement. Le paramètre d'enregistrement des adresses doit être activé avant que l'enregistrement puisse commencer.



Le numéro de chambre et l'addition sont saisis manuellement. Pour modifier, cliquez sur l'icône . Pour supprimer cette adresse, cliquez sur l'icône ,  une LED clignotante s'allumera sur l'unité de bus locale correspondante et une icône de recherche supplémentaire apparaîtra sur le site web ().

"Clear all calls" :

L'utilisation de ce bouton est destinée à l'équipe d'installation, l'action sur ce bouton remettra tous les postes d'appel en veille.

**! La fonction "Clear all calls" ne peut pas être utilisée dans un système en direct !**


**Important** : les données affichées sur le site web sont recueillies au moment où elles sont demandées. Il se peut donc que ces données (statut ou recherche) ne soient pas à jour. Pour obtenir des informations actualisées, cliquez sur Actualiser.

Le bouton d'enregistrement central a plus de fonctions que le simple enregistrement. Les trois fonctions principales sont : l'enregistrement, la recherche et la réinitialisation du logiciel.

Action	Réaction	Explication
Appuyez sur le bouton d'enregistrement pendant 1 sec.	Le voyant d'enregistrement clignote brièvement. L'unité est ajoutée sur la page d'adresse du site web	L'unité de bus local est enregistrée sur l'unité IP et prête pour la programmation
Appuyez sur le bouton d'enregistrement et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.	Le voyant d'enregistrement clignote et une icône supplémentaire apparaît sur la ligne de l'unité de bus locale concernée sur la page d'adresse du site web	Outil permettant de trouver une unité de bus locale spécifique dans la liste des stations d'appel de bus locales programmées

Appuyez sur le bouton d'enregistrement et maintenez-le enfoncé pendant 12 secondes.	L'unité de bus locale émet un long bip, le voyant lumineux rouge du dôme s'allume.	Réinitialisation du logiciel de l'unité de bus local, tous les paramètres préprogrammés et l'adresse du bus local restent inchangés
---	--	---

## 4.2. Gares routières locales



- Room : Numéro de la chambre, jusqu'à 5 caractères alphanumériques peuvent être saisis.
- Type : Sélectionnez ici le type de bouton connecté au bus à cette adresse.  
Le système proposera automatiquement un type de bouton en fonction du numéro de série.

Tapez	Description	Partie #
Bed	Le bouton sera affecté à un poste d'appel au lit, en particulier pour les boutons de cordon d'appel	
Toilet	Dans ce cas, l'activation du bouton déclenche un appel aux toilettes	
Room + ID	Le bouton d'appel et la fonction actuelle en utilisant l'identification ibutton	NWBAES2200 NWBAES2225
Emergency	Dans ce cas, l'activation du bouton déclenche un appel d'urgence	NWBAES2600
IO	Ancienne station IO d'avant janvier 2015	Non disponible
Light [3 fields]	Lumière en dôme avec 3 champs lumineux (rouge, jaune, vert) ou (rouge, blanc, vert)	NWBAES3850 NWBAES3851
Emergency-Assistance	Bouton spécial offrant une fonction jaune et bleue. Jaune = assistance du personnel Bleu = urgence	NWBAES2650
TeleAlarm receiver	Récepteur pour les points d'appel sans fil Telealarm	NWBAES4900
Room Display	Mini écran à utiliser dans la chambre du patient, indiquera les appels au moment où l'infirmière est présente	NWBAES2800
IO (V2)	Station IO, peut connecter jusqu'à 5 entrées et 4 sorties	NWBAES3900
WZ receiver	Ancien séquestre d'avant décembre 2014	Non disponible
Cancel Toilet	Bouton spécial à tirette pour annuler l'appel aux toilettes, aucune fonction de présence possible	NWBAES2170
Acoustic	Point d'appel qui donne l'alerte sur la base de seuils acoustiques (Q3-2019)	

RFID (Present)	Lecteur RFID pour l'activation actuelle, ceci pour l'identification des infirmières. La fonction des boutons peut être programmée.	NWBAES2900 NWBAES2901
RFID (AccessControl)	Lecteur RFID pour le contrôle d'accès, ce bouton utilisera les informations RFID pour donner ou non accès à une pièce	NWBAES2903
iButton (AccessControl)	Lecteur iButton pour le contrôle d'accès, ce bouton utilisera les informations du iButton pour donner ou non accès à une pièce	NWBAES2230
Ligth [5 fields]	Lumière en dôme avec 5 champs lumineux (rouge, jaune, vert, blanc et bleu), disponible T3-2019	
Code Blue	Dans ce cas, l'activation du bouton déclenche un appel en code bleu	NWBAES2700
Extended light	Lumière de dôme avec 3 lampes et une sortie supplémentaire pour 2 lampes supplémentaires, disponible T3-2019	
Present Toilet	Bouton spécial à tirette pour annuler l'appel aux toilettes, en utilisant d'abord le mode présent.	NWBAES2180

Addition : Toute information supplémentaire jusqu'à 15 caractères peut être saisie. Les informations de ce champ peuvent être transportées dans le système, aucune opération du système n'est influencée par ces données.

#### TIP :

Pour un luminaire, la fonction "\*" peut être utilisée pour attribuer plusieurs lits (chambres) au même luminaire.

Exemple :

Lit 1 = numéro de la chambre : 100A  
 Lit 2 = numéro de la chambre : 100B  
 Lumière = numéro de la pièce :100\*

En utilisant la marque "\*", il est possible de connecter plusieurs chambres à une seule lampe ou d'annuler plusieurs chambres avec un seul bouton. La marque "\*" ne peut être utilisée que sur les unités LB-KLIO et LB-A. Il est préférable que toute la pièce, y compris les boutons du bus local marqués d'un "\*", soit programmée sur la même unité IP. Lorsque vous utilisez la marque "\*" sur un appareil présent dans la pièce, aucun autre bouton de cette pièce ne peut avoir la fonction présent. Le Présent avec la marque "\*" est la seule unité autorisée à mettre Présent & absent. Lorsque vous utilisez la marque "\*" sur l'unité LB-KLIO, il n'est pas possible de connecter un matériel de standard aux entrées et sorties.

## 4.3. Station RFID

Input :

Not Configured	L'entrée n'est pas utilisée
Input 1	L'activation de cette entrée enverra un message au serveur Netrix

Type : Sélectionnez le type de contact d'entrée, connexion normale ouverte ou normale fermée

Door activation time : Temps pendant lequel la sortie sera active pour ouvrir le verrou de la porte, programmable de 0 à 10 sec.

Buzzer : Choisissez si l'avertisseur doit être activé ou désactivé

Switch function : Le bouton d'activation frontal peut être utilisé pour :

- Fonction d'appel
- Off (désactivé)

## 4.4. IO Station V1.7

Input 1-5 :


Not Configured	L'entrée n'est pas utilisée
Emergency	L'activation de l'entrée déclenchera un appel d'urgence
Assistance	L'activation de ce type de contribution permettra d'augmenter l'assistance du personnel
Toilet	L'activation de ce type d'entrée déclenche un appel aux toilettes
Call	L'activation de ce type d'entrée déclenche un appel normal ou, lorsqu'il est présent, une assistance du personnel
Present	L'activation de ce type d'entrée activera présent ou absent
Input #1	L'activation de cette entrée enverra un message au serveur Netrix, en utilisant l'étiquette de nom "Name1". Si le name tag est vide, c'est "Input 1" qui sera utilisé.
Input #2	L'activation de cette entrée enverra un message au serveur Netrix, en utilisant l'étiquette de nom "Name2". Si le name tag est vide, c'est "Input 2" qui sera utilisé.
Input #3	L'activation de cette entrée enverra un message au serveur Netrix, en utilisant l'étiquette de nom "Name3". Si le name tag est vide, c'est "Input 3" qui sera utilisé.
Input #4	L'activation de cette entrée enverra un message au serveur Netrix, en utilisant l'étiquette de nom "Name4". Si le name tag est vide, c'est "Input 4" qui sera utilisé.
Input #5	L'activation de cette entrée enverra un message au serveur Netrix, en utilisant l'étiquette de nom "Name5". Si le name tag est vide, c'est "Input 5" qui sera utilisé.
Code BLue	L'activation de l'entrée déclenche un appel de code bleu

Type : Sélectionnez l'action d'activation, contact ouvert normal ou contact fermé normal  
 Name 1-5 : Le message texte dans le MSG 1 sera envoyé au serveur Netrix lorsque l'entrée n° 1-5 est utilisée.

Output 1-4 :

Not Configured	La sortie n'est pas utilisée
Toilet	La sortie est utilisée pour l'indicateur de toilettes (blanc ou jaune)
Call	La sortie est utilisée pour l'indicateur d'appel (rouge)
Present	La sortie est utilisée pour l'indicateur présent (vert)
Output #1	Cette sortie peut être activée directement depuis le serveur Netrix
Output #2	Cette sortie peut être activée directement depuis le serveur Netrix
Output #3	Cette sortie peut être activée directement depuis le serveur Netrix
Output #4	Cette sortie peut être activée directement depuis le serveur Netrix
Buzzer	Sortie pouvant être utilisée pour l'activation d'un buzzer
Code Blue	La sortie est utilisée pour le code indicateur bleu (bleu)

Les entrées#(1-5) sont utilisées pour connecter des événements d'entrées externes au système iCall. Il y a 5 entrées distinctes à choisir, chacune avec un groupe unique à déclencher dans le serveur Netrix. Par exemple, lorsque l'entrée 1 est configurée comme entrée **n°1** et **ouverte normalement**, un message sera envoyé au serveur Netrix et activera le groupe attribué dans la table de routage sous In#1 lorsque l'entrée 1 passe au niveau haut. Lorsque l'entrée revient à un niveau bas et en fonction du réglage de "IO Netrix 0/1" dans la page des paramètres avancés, un autre message sera envoyé au serveur Netrix.



Le message a les paramètres suivants :

MSG1	Type (ou ETIQUETTE)
MSG2	Addition
MSG3	0 = non actif 1 = actif
MSG4	Nom
MSG5	Numéro de chambre
MSG6	Lieu

Outputs#(1-4) sont utilisées pour connecter des sorties externes au système iCall. Il existe 4 sorties distinctes au choix, qui peuvent être activées/désactivées à l'aide de Netrix.

Pour activer/désactiver toutes les Output#1 d'une pièce spécifique, il faut envoyer un message IP avec l'adresse IP, le numéro de la pièce et le numéro de type corrects.

Types numéros des sorties :

710	Output#1	OFF
711	Output#1	ON
720	Output#2	OFF
721	Output#2	ON
730	Output#3	OFF
731	Output#3	ON
740	Output#4	OFF
741	Output#4	ON

## 4.5. Station acoustique

**Edit address 26**

Room: 1004  
Type: Acoustic  
Addition: IC station

**Configuration**


Enabled:   
Disable yellow LED:   
Sensitivity: low  
Duration: 100 ms  
Timeout (s): 0  
Start: 00:00  
End: 00:00  
Monday:   
Tuesday:   
Wednesday:   
Thursday:   
Friday:   
Saturday:   
Sunday:   
Save

- Enable :** Activer ou désactiver la station acoustique.
- Disable yellow LED :** La LED jaune indique que l'entrée audio est détectée et qu'elle est supérieure au réglage de sensibilité.  
Ce réglage désactivera l'indication de la LED jaune
- Sensitivity :** Sélectionnez la sensibilité du microphone dans la station de Acoustic  
Sélection en dehors de : Faible / FaibleMoyen / Moyen / Moyen-Haut / Elevé
- Duration :** La durée avant le déclenchement de l'alarme
- Timeout :** Délai d'attente avant que le système ne soit actif, après que la pièce soit devenue inutilisable. (Le temps que l'infirmière doit quitter la pièce)
- Start :** Heure de la journée où l'unité sera activée
- End :** Heure de la journée où l'unité sera désactivée.
- Monday-Sunday :** quel jour de la semaine l'unité acoustique fonctionne.


**TIP :** Enable, Sensitivity, Duration, Start, End et les jours de la semaine peuvent être modifiés à partir du poste d'infirmierie.

## Technique de mesure

Un microphone capte le son dans l'environnement. Ce signal est amplifié, filtré et échantillonné par un microcontrôleur. Dans le logiciel du microcontrôleur, ce signal traité est ensuite analysé et comparé à un ensemble de conditions prédéfinies afin d'évaluer si un appel acoustique doit être déclenché.



Le graphique ci-dessous présente un exemple d'un tel signal entrant dans le microcontrôleur ainsi que certains paramètres d'évaluation définis par la configuration.



## 4.6. Light [5 fields]

Input 1-2 : Attribuer le type de fonction sur l'entrée

Not Configured	L'entrée n'est pas utilisée
Code Bleu	L'activation de ce type de saisie entraînera un appel de code bleu
Emergency	L'activation de l'entrée déclenchera un appel d'urgence
Assistance	L'activation de ce type d'entrée soulèvera l'aide du personnel
Toilet	L'activation de ce type d'entrée déclenche un appel aux toilettes
Call	L'activation de ce type d'entrée déclenche un appel normal ou, lorsqu'il est présent, une assistance du personnel
Present	L'activation de ce type d'entrée activera présent ou absent
Input #1	L'activation de cette entrée enverra un message au serveur Netrix
Input #2	L'activation de cette entrée enverra un message au serveur Netrix
Input #3	L'activation de cette entrée enverra un message au serveur Netrix
Input #4	L'activation de cette entrée enverra un message au serveur Netrix
Input #5	L'activation de cette entrée enverra un message au serveur Netrix

Delay : Délai d'activation avant que le type d'appel ne soit activé. (0,2 sec. - 3 sec.)

Type : Entrée ouverte normale ou entrée fermée normale

Output 1-2 : Attribuer la fonction sur la sortie

Not Configured	La production n'est pas utilisée
Code Blue	La sortie est utilisée pour le code indicateur bleu (bleu)
Toilet	La sortie est utilisée pour l'indicateur de toilettes (blanc ou jaune)
Call	La sortie est utilisée pour l'indicateur d'appel (rouge)
Present	La production est utilisée pour l'indicateur actuel (vert)
Output #1	Cette sortie peut être activée directement depuis le serveur Netrix
Output #2	Cette sortie peut être activée directement depuis le serveur Netrix
Output #3	Cette sortie peut être activée directement depuis le serveur Netrix
Output #4	Cette sortie peut être activée directement depuis le serveur Netrix
Buzzer	Sortie pouvant être utilisée pour l'activation d'un buzzer

Led : Attribuez l'intensité des LED avant du dôme lumineux (élevée, moyenne, faible)

Buzzer Level : Assignez le volume du buzzer, les sélections sont OFF, LOW, MEDIUM ou HIGH.

## 5. Rooms

La liste des chambres est automatiquement mise à jour lorsqu'un numéro de chambre est ajouté à la liste d'adresses.

Room	State	Resident name	Location	Routes	Addresses	TeleAlarm ID
1001	Assistance		Floor 1	1 1	1 2 3 4 5	 
1002	Assistance		Floor 2	1 1	6 7 8 9 10	 
1003	Assistance		Floor 3	1 1	11 12 13 14 15	 
1004	Info		Floor 4	1 1	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	 



cette icône activera la fonction de mise en mémoire automatique pour les postes d'appel sans fil.



cette icône indique que la fonction d'apprentissage automatique est active, en activant l'icône la fonction d'apprentissage automatique sera désactivée.

Si la fonction d'apprentissage automatique est active, une action d'appel sur la station d'appel sans fil aura pour résultat d'ajouter l'ID de cette station d'appel sans fil à la chambre. Il est possible d'ajouter un maximum de 4 postes d'appel sans fil dans une pièce.

### Add Room:

Pour ajouter une nouvelle pièce où aucun bouton câblé n'est disponible. Si, par exemple, le système est principalement utilisé dans des environnements sans fil, les postes d'appel sont connectés à des salles virtuelles. Un maximum de 50 salles virtuelles peut être attribué par module IP-DIN.

Resident 1:   
Resident 2:   
Room number: 1002  
Location: Floor 2

ID 1:    
ID 2:    
ID 3:    
ID 4:

Periods: 1: Day Time, 2: Night Time, 3: Evening Time, 4: Weekend  
Routes: 1: Day Mode, 2: Night Mode, 10: Route 10, 4: Selectable

Resident 1 or 2: Nom(s) des résidents dans la chambre.

Location: Emplacement de la salle.

Room: Le numéro de la chambre. Maximum 5 caractères alphanumériques

ID 1-4: Attribuez l'ID de l'émetteur sans fil lié à cette pièce, et l'ajout pour cet émetteur. Un maximum de 4 émetteurs peut être attribué par pièce.

Cancel: l'activation de cette fonction entraînera l'annulation directe de l'appel si la commande d'annulation est envoyée par l'émetteur. (exemple : annulation magnétique sur la station d'appel sans fil)  
Si cette fonction est active, aucun mode présent n'est possible.

Routes : Les routes d'appel qui sont suivies pendant une période donnée.

**TIP :** Le numéro de la pièce et la localisation sont les paramètres les plus importants. Surtout si vous avez besoin de faire appel à différents groupes sur le poste d'infirmière. Le poste d'infirmière peut afficher les appels par unité différente.

# 6. Routes

Les routes indiquent le groupe ou le profil sur le Netrix vers lequel les appels seront envoyés. Pour chaque type d'appel, un groupe ou un profil différent peut être configuré. L'appel est envoyé X (répétition) fois à ce groupe ou profil avant de passer au groupe ou profil suivant. Un nom indicatif peut être attribué à chaque route. Ce nom est uniquement utilisé comme étiquette. Le temps de répétition peut être programmé dans la section de réglage. Un maximum de 20 itinéraires peut être attribué.

Pour éditer, cliquez sur l'icône .

Pour supprimer cet route, cliquez sur l'icône .

Appuyez sur le bouton "Ajouter" pour créer un nouvel route

Addressario

Routes

Perfiles

Perfiles

Acceso Directo

Room Bookings


Selllines

Log

Info

### Routes

ID	RouteName	Profile : repetitions	AcctBalance	Code Blue	Emergency	Door	IP1	IP2	IP3	IP4	IP5	1	2	3	4	5	6	Suzzer	Present	
1	Day Route	100 : 2 101 : 2 102 : 2 103 : 2	104	105	106	107	108	109	110	111	112	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Night Route	200 : 2 201 : 2 202 : 2 203 : 2	204	205	206	207	208	209	210	211	212	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Evening Route	300 : 3 301 : 3 302 : 3 303 : 3	304	305	306	307	308	309	310	311	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Saturday	400 : 1 401 : 2 402 : 2 403 : 2	404	405	406	407	408	409	410	411	412	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Sunday	500 : 1 501 : 2 502 : 2 503 : 2	504	505	506	507	508	509	510	511	512	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Holiday	600 : 2 601 : 2 602 : 2 603 : 2	604	605	606	607	608	609	610	611	612	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Route 7	1 : 1 0 : 0 0 : 0 0 : 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Route 8	1 : 1 0 : 0 0 : 0 0 : 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Route 9	0 : 1 0 : 0 0 : 0 0 : 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Route 10	0 : 1 0 : 0 0 : 0 0 : 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Route 11	0 : 1 0 : 0 0 : 0 0 : 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Route 12	0 : 1 0 : 0 0 : 0 0 : 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Route 13	0 : 1 0 : 0 0 : 0 0 : 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Route 14	0 : 1 0 : 0 0 : 0 0 : 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Route 15	0 : 1 0 : 0 0 : 0 0 : 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Route 16	0 : 1 0 : 0 0 : 0 0 : 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Route 17	0 : 1 0 : 0 0 : 0 0 : 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Route 18	0 : 1 0 : 0 0 : 0 0 : 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Route 19	0 : 1 0 : 0 0 : 0 0 : 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Route 20	0 : 1 0 : 0 0 : 0 0 : 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



- First address: le premier groupe qui sera activé pour un appel ou un appel de toilettes ou un appel de médaillon, si présent et absent à Netrix est actif dans l'écran des paramètres ; également le présent et absent activera ce groupe dans le Netrix.
- Repetition: Compteur qui indique combien de fois le premier groupe d'adresses doit être exécuté
- Second address: deuxième groupe qui sera activé pour un appel ou un appel aux toilettes
- Repetition: Compteur qui indique combien de fois le deuxième groupe d'adresses doit être exécuté
- Third address: troisième groupe qui sera activé pour un appel ou un appel aux toilettes
- Repetition: Compteur qui indique combien de fois le troisième groupe d'adresses doit être exécuté
- Last address: dernier groupe qui sera activé pour un appel ou un appel aux toilettes. Si l'appel est actif pendant une très longue période, ce groupe sera activé toutes les x fois (voir page de réglage) jusqu'à ce que l'appel soit annulé.

**TIP :** Le délai entre les appels de groupe est programmé dans la page des paramètres.

- Assistance: Le groupe qui sera activé pour un appel d'assistance au personnel
- Emergency: le groupe qui sera activé pour un appel d'urgence
- Code Blue: Le groupe qui sera activé pour un appel de code blue
- Door : Le groupe qui sera activé pour une activation de porte
- Input 1 : Le groupe qui sera activé pour une activation de l'entrée 1
- Input 2 : Le groupe qui sera activé pour une activation de l'entrée 2
- Input 3 : Le groupe qui sera activé pour une activation de l'entrée 3
- Input 4 : Le groupe qui sera activé pour une activation de l'entrée 4
- Input 5 : Le groupe qui sera activé pour une activation de l'entrée 5

**TIP :** La porte / les entrées 1 à 5 ne changent pas le statut de la chambre, l'entrée active un groupe dans le Netrix.

Les paramètres suivants sont liés au mini affichage du bus local iCall NWBAES2800

- Group 1-6 : Selon la route active, l'écran affichera les emplacements des numéros de groupe. Les groupes sont attribués dans la section "Room Display".
- Buzzer : le buzzer peut être activé ou désactivé, selon l'heure de la journée où le buzzer de l'écran sonne ou non.
- Présent : si vous cochez la case Présent, les informations actuelles s'afficheront sur le mini écran du bus local iCall. Désactivez cette option si l'écran doit indiquer uniquement les appels actifs.

## 7. Periods

---

Les périodes sont utilisées pour sélectionner le moment de la journée, en fonction de la période active, la route correspondante pour un appel de salle sera suivie. Le résultat est que, selon la chambre et la période de la journée, un groupe différent peut être activé dans le Netrix.

Exemple :

En "mode jour", les appareils mobiles des infirmières de jour reçoivent l'annonce de l'appel, dans une autre période "mode nuit", d'autres appareils mobiles reçoivent les annonces.

Les périodes ne peuvent être utilisées que si l'option "NTP time update" est activée ou si PS enabled est utilisé (voir la page "Paramètres").



## 7.1. La mise à jour de l'heure du NTP est activée

En cliquant sur l'✎ icône, un nom différent (label) peut être attribué à chaque période. L'heure indique le début de la période. Vous pouvez également spécifier les jours auxquels cela s'applique. En cliquant sur l'icône, ✖ la période sera supprimée. En haut, l'indication de la période qui est actuellement active.

ID	Name	Time	m t w t f s s		
1	Day Time	08:00	1 1 1 1 0 0	✎	✖
2	Night Time	20:00	1 1 1 1 0 0	✎	✖
3	Evening Time	17:00	1 1 1 1 0 0	✎	✖
4	Weekend	14:00	0 0 0 0 0 1	✎	✖


Name: Day Time  
Time: 08:00

Monday  
 Tuesday  
 Wednesday  
 Thursday  
 Friday  
 Saturday  
 Sunday

## 7.2. PS est activé


En cliquant sur l'icône d'édition (✎), un nom différent (label) peut être attribué à chaque période. En cliquant sur ✖ icône, l'entrée de la période sera supprimée. Il n'est pas nécessaire de remplir l'heure et la date car ces informations sont envoyées du sélecteur de période à l'unité IP, le sélecteur de période détermine la commutation de la période du jour.

Le sélecteur de période est programmé dans la page des paramètres.




## 8. Access Control

La liste de contrôle d'accès est un écran de visualisation unique, aucune modification ne peut être effectuée dans cet écran. La liste est une vue d'ensemble de toutes les cartes d'identité ou boutons qui ont accès à certaines pièces. La programmation de l'accès peut être effectuée à l'aide du logiciel Veripass (NWAAIN0100).




## 9. Room Displays

Les entrées de l'affichage de la salle sont utilisées dans la route pour déterminer quel emplacement doit être affiché sur le mini-affichage du bus local (NWBAES2800). Un maximum de 3 emplacements peut être attribué à un groupe. L'utilisation de "\*" permet d'afficher tous les lieux. Le programme d'acheminement permet de décider quels lieux (groupes) peuvent être affichés.



# 10. Settings (Basic)



## IP settings:

- **IP address:** Adresse IP de l'unité. Une fois l'adresse IP modifiée, l'unité redémarre. Saisissez la nouvelle adresse IP dans le navigateur web pour vous reconnecter à l'unité IP.
- **Subnet:** Sous-réseau correspondant à l'adresse IP et au réseau connecté.
- **Gateway :** L'adresse IP de la passerelle pour les connexions sortantes du réseau connecté.

## Web settings :

- **Language:** Sélectionnez la langue que l'appareil doit utiliser, cette langue est uniquement destinée aux écrans des utilisateurs, le site web de programmation est toujours en anglais. Langues supportées (anglais, allemand, néerlandais, français, norvégien, polonais, portugais et espagnol)
- **Client name:** *Nom du client*. Ce nom apparaît sur chaque page web dans le coin supérieur droit.
- **User name:** Nom d'utilisateur pour l'accès au web.
- **Password:** Mot de passe pour l'accès au web.

## Server settings:

- **State primary Netrix:** Indique l'état de la connexion au serveur Netrix.
- **Calls to Netrix:** Active ou désactive la connexion au serveur Netrix.
- **Calls to:** Choisissez entre un groupe ou un profil pour envoyer des appels à la Netrix.
- **Primary Netrix IP:** adresse IP du premier serveur Netrix. La modification de cette adresse entraîne le redémarrage de l'appareil.
- **Secondary Netrix IP:** adresse IP du deuxième serveur Netrix (utilisé pour la sauvegarde Netrix). La modification de cette adresse entraîne le redémarrage de l'appareil.

- *State iLink* : Indique l'état de la connexion au serveur iLink.
- *Calls to iLink* : Active ou désactive la connexion au serveur iLink.
- *iLink IP* : adresse IP du serveur iLink. La modification de cette adresse entraîne le redémarrage de l'appareil.
- *NTP time update*: active ou désactive la mise à jour de l'heure via le serveur NTP.
- *NTP server IP*: adresse IP du serveur NTP.

**! Seul le serveur NTP IndigoCare peut être utilisé !**

#### Call settings:

- *Rep. Time Calls*: temps de répétition entre les appels envoyés au serveur Netrix.
- *Rep. Time Assistance*: temps de répétition entre les appels d'assistance envoyés au serveur Netrix.
- *Rep. Time Emergency*: délai de répétition entre les appels d'urgence envoyés au serveur Netrix.
- *Rep. Time Code Blue*: temps de répétition entre les appels Code Blue envoyés au serveur Netrix.
- *Profile/Group errors*: Profil ou groupe dans le serveur de Netrix pour le message d'erreur.
- *No errors*: Profil ou groupe dans le serveur Netrix si l'erreur est résolue
- *Call following*: Activation ou désactivation du suivi d'appel. Le suivi d'appel fonctionne pour les chambres qui ont le même nom d'emplacement.
- *Present to Netrix*: Envoyer l'état présent au serveur Netrix.
- *Away to Netrix*: Envoyer l'état de sortie au serveur Netrix.

#### Period Selector:

- *PS enable*: Active ou désactive le sélecteur de période externe.
- *Location* : Le lieu à partir du sélecteur de période.

#### Other settings :

- *Address registration*: activer ou désactiver l'enregistrement de l'adresse. (si cette sélection est désactivée, aucune station d'appel supplémentaire ne peut être enregistrée dans le bus local)
- *Send LB time*: activer ou désactiver l'indication de l'heure sur le mini écran

**TIP :** A la fin de l'installation, l'enregistrement de cette adresse doit être désactivé

#### Boutons :

- Le bouton "Change settings" permet de sauvegarder les paramètres. Une fois les paramètres modifiés, l'appareil peut redémarrer.
- Le bouton "Reset Fuse" réinitialisera le fusible interne et activera la sortie du bus local. Si la sortie est déjà active et que l'on appuie sur le bouton, l'alimentation du bus est interrompue pendant 5 secondes.
- "Advanced" affichera plus de paramètres dans l'écran des paramètres
- Le bouton "Reboot" permet de redémarrer le module IP.

# 11. Settings (Advanced)

## Settings

### IP settings

IP address   
 Subnet   
 Gateway

Change settings

### Web settings

Language   
 Clientname   
 Devicename   
 Username   
 New password   
 Repeat password

Backup unit

Update displays

Reboot displays

Reset Fuse

### Server settings

State primary Netrix:  OK  
 Calls to Netrix:   
 Calls to:  Group  Profile  
 Primary Netrix IP   
 Secondary Netrix IP   
 Netrix Port   
 Cyclic Sending:   
 Cyclic Group:   
 Cyclic Time (s):   
 State iLink:  OK  
 Calls to iLink:   
 iLink IP   
 iLink Port   
 Broadcast calls:   
 UDP broadcast IP   
 UDP broadcast Port   
 NTP timeupdate:   
 NTP Server IP

Restore to default

Basic

Reboot

### Call settings

Rep. time calls   
 Rep. time assistance   
 Rep. time emergency   
 Rep. time code blue   
 Profile/group errors   
 No errors   
 CF Buzzer/Mode   
 Call following   
 Toiletcall   
 Boot info to Netrix   
 Present to Netrix   
 Away to Netrix

### Period Selector

PS enabled   
 Location

### Buzzer enable in call following

Buzzer Emergency   
 Buzzer Code Blue   
 Buzzer Assistance   
 Buzzer Toilet   
 Buzzer Call   
 Buzzer Info P1   
 Buzzer Info P2   
 Buzzer Info P3   
 Buzzer Info P4

### Other settings

Send LB time   
 Adressregistration enabled   
 TeleAlarm to netrix   
 IO Netrix 0/1   
 German Led   
 Broadcast Relay   
 Auto reset fuse

#### IP settings :

- *IP address* : Adresse IP de l'unité. Une fois l'adresse IP modifiée, l'unité redémarre. Saisissez la nouvelle adresse IP dans le navigateur web pour vous reconnecter à l'unité IP.
- *Subnet*: Sous-réseau correspondant à l'adresse IP et au réseau connecté.
- *Gateway*: L'adresse IP de la passerelle pour les connexions sortantes du réseau connecté.

#### Web settings:

- *Language* : Sélectionnez la langue que l'appareil doit utiliser, cette langue est uniquement destinée aux écrans des utilisateurs, le site web de programmation est toujours en anglais. Langues supportées (anglais, allemand, néerlandais, français, norvégien, polonais, portugais et espagnol)
- *Client name*: Nom du client. Ce nom apparaît sur chaque page web dans le coin supérieur droit.
- *Devicename*: Nom utilisé dans l'environnement de réseau
- *User name*: Nom d'utilisateur pour l'accès au web.
- *Password*: Mot de passe pour l'accès au web.

#### Server settings:

- *State primary Netrix*: Indique l'état de la connexion au serveur Netrix.
- *Calls to Netrix*: Active ou désactive la connexion au serveur Netrix.
- *Calls to*: Choisissez entre un groupe ou un profil pour envoyer des appels à la Netrix.
- *Primary Netrix IP*: adresse IP du premier serveur Netrix. La modification de cette adresse entraîne le redémarrage de l'appareil.
- *Secondary Netrix IP*: adresse IP du deuxième serveur Netrix (utilisé pour la sauvegarde Netrix). La modification de cette adresse entraîne le redémarrage de l'appareil.
- *Netrix Port*: Numéro de port où l'unité IP se connectera au serveur Netrix.
- *Cyclic Sending*: Activez ou désactivez l'envoi cyclique. Envoi périodique d'un message à la Netrix.
- *Cyclic group*: Groupe cyclique dans la Netrix.
- *Cyclic Time(s)*: Temps de répétition entre les messages envoyés à la Netrix
- *State iLink* : Indique l'état de la connexion au serveur iLink.
- *Calls to iLink*: Active ou désactive la connexion au serveur iLink.
- *iLink IP* : adresse IP du serveur iLink. La modification de cette adresse entraîne le redémarrage de l'appareil.
- *iLink port*: Port de la prise de connexion. La modification de ce port redémarre l'appareil.
- *Broadcast calls*: Envoyer des appels sur le réseau (doit être activé pour permettre le suivi des appels et afficher les informations sur les postes d'infirmierie).
- *UDP Broadcast IP* : Adresse IP de diffusion des appels. Valeur par défaut : 255.255.255.255
- *UDP Broadcast port*: Port de diffusion. Défaut : 7475
- *NTP time update*: active ou désactive la mise à jour de l'heure via le serveur NTP.
- *NTP server IP*: adresse IP du serveur NTP.

**! Seul le serveur NTP IndigoCare peut être utilisé !**

#### Call settings:

- *Rep. Time Calls* : temps de répétition entre les appels envoyés au serveur Netrix.
- *Rep. Time Assistance* : temps de répétition entre les appels d'assistance envoyés au serveur Netrix.
- *Rep. Time Emergency* : délai de répétition entre les appels d'urgence envoyés au serveur Netrix.
- *Rep. Time Code Blue* : temps de répétition entre les appels Code Blue envoyés au serveur Netrix.
- *Profile/Group errors*: Profil ou groupe dans le serveur de Netrix pour le message d'erreur.
- *No errors*: Profil ou groupe dans le serveur de Netrix si l'erreur est résolue

- *CF BuzzerMode* : déterminer quel buzzer doit être actif dans la pièce.
  - o *Default*: Le premier poste d'appel dans la salle annoncera
  - o *All*: Tous les postes d'appel annonceront
  - o *Selectable*: La station d'appel d'annonce peut être sélectionnée dans la page des adresses
- *Call following*: Activation ou désactivation du suivi d'appel. Le suivi d'appel fonctionne pour les chambres qui ont le même nom d'emplacement.
- *Toiletcall* : Si cette option est activée, l'appel des toilettes ne sera visible que sur le dôme lumineux et les boutons des toilettes. Les appels de chambre ne sont pas visibles sur les postes d'appel des toilettes. S'il est désactivé, l'appel aux toilettes sera indiqué sur tous les postes d'appel de chambre et les postes d'appel aux toilettes comme un appel.
- *Boot info to Netrix*: Envoyez chaque fois que l'unité IP démarre un message au serveur Netrix.
- *Present to Netrix*: Envoyer l'état présent au serveur Netrix.
- *Away to Netrix*: Envoyer l'état de sortie au serveur Netrix.

#### Period Selector:

- *PS enabled*: Active ou désactive le sélecteur de période externe.
- *Location*: Le lieu à partir du sélecteur de période.

#### Buzzer enable in call following :

- *Buzzer Emergency*: activez ou désactivez le buzzer dans la pièce pour la fonction de suivi d'appel en cas d'appel d'urgence.
- *Buzzer Code Blue*: activez ou désactivez le buzzer dans la pièce pour la fonction de suivi d'appel en cas d'appel en Code bleu.
- *Buzzer Assistance* activez ou désactivez le buzzer dans la salle pour la fonction de suivi d'appel en cas d'appel d'assistance du personnel.
- *Buzzer Toilet*: activez ou désactivez le buzzer dans la pièce pour la fonction de suivi d'appel en cas d'appel aux toilettes.
- *Buzzer Call*: activez ou désactivez le buzzer dans la pièce pour la fonction de suivi d'appel en cas d'appel normal.
- *Buzzer P1* : active ou désactive le buzzer dans la pièce pour la fonction de suivi d'appel en cas d'information externe P1.
- *Buzzer P2* : active ou désactive le buzzer dans la pièce pour la fonction de suivi d'appel en cas d'information externe P2.
- *Buzzer P3* : active ou désactive le buzzer dans la pièce pour la fonction de suivi d'appel en cas d'information externe P3.
- *Buzzer P4* : activer ou désactiver le buzzer dans la pièce pour la fonction de suivi d'appel en cas d'information externe P4.
- *Buzzer P5* : activer ou désactiver le buzzer dans la pièce pour la fonction de suivi d'appel en cas d'information externe P5.

#### Other settings:

- *Send LB time*: activer ou désactiver l'indication de l'heure sur le mini écran
- *Address registration*: activer ou désactiver l'enregistrement de l'adresse. (si cette sélection est désactivée, aucune station d'appel supplémentaire ne peut être enregistrée dans le bus local)
- *TeleAlarm to netrix*: Si cette fonction est activée, tous les appels sans fil seront envoyés directement au serveur netrix
- *IO Netrix 0/1* :
  - ➔ Enabled: Pour toutes les entrées programmées sur le serveur Netrix enverra un message Netrix sur une activation de l'entrée 1-5
  - ➔ Disabled: Pour toutes les entrées programmées sur le serveur Netrix enverra un message Netrix sur une activation et une désactivation de l'entrée 1-5

- *German LED*: En activant cette fonction, la lumière du dôme changera pour un appel aux toilettes.
  - ➔ **Activé** : Les indicateurs rouge et jaune du dôme sont activés en cas d'appel aux toilettes.
  - ➔ **Désactivé** : L'indicateur jaune du dôme est activé pour un appel aux toilettes.
- *Broadcast Relay* : Lorsqu'il est activé, un message IP de diffusion reçu sera à nouveau envoyé si le numéro IP-DIN dispose d'une salle avec les bonnes références. S'il est désactivé, seuls les appels de bus locaux provenant du propre bus seront diffusés.
- *Auto reset fuse*: lorsqu'il est activé, l'unité IP réarme automatiquement le fusible électronique après qu'un court-circuit a été détecté sur les lignes électriques du bus local. Le système essaiera de réactiver le fusible 3 fois, avec un temps d'interruption de 15 secondes. Après trois tentatives de réarmement, le système maintient le fusible ouvert.

**TIP :** A la fin de l'installation, l'enregistrement de l'adresse doit être désactivé

Boutons :

- Le bouton " Change settings " permet de sauvegarder les paramètres. Une fois les paramètres modifiés, l'appareil peut redémarrer.
- "Backup unit" une des premières procédures pour faire une sauvegarde, aujourd'hui l'utilisation de l'iMaster est conseillée.
- " Update displays " : l'unité IP enverra la langue sélectionnée aux mini-affichages des bus locaux
- " Reboot displays " : tous les mini-bus locaux redémarrent
- Le bouton "Reset Fuse" réinitialisera le fusible interne et activera la sortie du bus local. Si la sortie est déjà active et que l'on appuie sur le bouton, l'alimentation du bus est interrompue pendant 5 secondes.
- Le bouton "Restore to default" effacera l'unité IP et reviendra au réglage par défaut
- Le bouton "Basic" n'affichera que les paramètres de base dans l'écran des paramètres
- Le bouton "Reboot" permet de redémarrer le module IP.

# 12. Logging

Les 100 dernières actions et erreurs sont affichées sur l'écran d'enregistrement. Après la mise sous tension, cet écran sera effacé. L'enregistrement des actions indique le point d'appel du bus local qui a été activé. Il s'agit d'un outil puissant à utiliser pour la maintenance.




# 13. Info

L'écran "Info" affiche des données telles que l'heure du système, le temps de fonctionnement, la version du logiciel, l'adresse MAC, le numéro de série et la version du RTOS.

L'indication de la température du CPU et le courant ne sont pas des références calibrées.

L'indicateur de tension indique l'état de la puissance (tension) à la sortie du bus local.



## 13.1. Changer de page d'information


Le contenu (logo et adresse) de la page d'information peut être modifié.

Ouvrez le bloc-notes et copiez sur la première ligne, deuxième colonne du tableau ci-dessous.

Remplissez les informations d'identification correctes et enregistrez-les sous info.txt

Connectez-vous à l'IP-DIN en utilisant une connexion FTP et téléchargez le fichier info.txt

1	IndigoCare Europe
2	< img src='/secure/logo.jpg' border='0' width='250' height='221'>
3	Schoebroekstraat 48
4	3583 Paal
5	Téléphone : +32 11 247 090
6	Fax : +32 11 247 099
7	<a href='http://www.indigocare.com' style='text-decoration : none ; font-weight : bold ; color :
8	black;'>www.indigocare.com</a> <a href='mailto:sales@indigocare.com ' style='text-decoration : none ; font-weight : bold ; color : black;'>sales@indigocare.com</a>
1	Nom de la société
2	Logo (dimensions 257*230 pixels)
3	Nom de la rue + numéro
4	Code postal, ville et pays
5	Numéro de téléphone
6	Numéro de fax
7	Page web
8	Courriel :



L'IP cible est l'adresse IP que vous avez configurée dans l'écran des paramètres IP.


Le nom d'utilisateur : essecadmin

Le mot de passe : lifesaver


Sélectionnez le type binaire pour transférer les fichiers.

Cliquez ensuite sur "Connecter".

Lorsque la connexion s'ouvre, vous verrez la fenêtre ci-dessous.  
Ouvrez d'abord le répertoire A :




Copiez le fichier info.txt dans le dossier principal



Pour modifier le logo, ouvrez le répertoire sécurisé et copiez le nouveau logo de la page d'information.

**! Le logo ne doit pas dépasser la taille maximale de 300 x 300 pixels !**



Déconnectez le programme FTP et ouvrez l'infopage dans le navigateur web, les nouveaux identifiants doivent être définis.



# Contactez-nous pour plus d'informations

---

## **IndigoCare Europe BVBA**

Schoebroekstraat 48

3583 Paal

Belgique

T +32 11 247090

[emea@indigocare.com](mailto:emea@indigocare.com)

[www.indigocare.com](http://www.indigocare.com)

